



## 辣根过氧化物酶标记人免疫球蛋白 E 抗体 Anti-IgE antibody (HRP)

产品编号	规格	克隆号	来源宿主	产品简介
ANH05-1	100ug	4F4	小鼠	辣根过氧化物酶标记抗体广泛应用于免疫学、免疫细胞化学、分子生物学、病理学诊断等领域。该产品为辣根过氧化物酶标记的经亲和纯化的小鼠抗人IgE抗体，浓度为1mg/ml。经验证，本产品可特异性识别人IgE Ce3-domain。

### 抗体类型

IgG2a

### 免疫原

纯化的天然 IgE 全长蛋白，IgE 来自人骨髓瘤血清。

### 特异性

该抗体可特异性识别人 IgE Ce3-domain。

### 应用范围

酶联免疫吸附实验(ELISA)

### 稀释比例

请根据具体实验情况确定最佳稀释度。

### 保存

保存于4°C。

### 注意事项

试验中请穿着试验服并带手套做好防护工作。请按实验室安全操作规范进行实验。

本试剂**仅供科研使用**，请勿用于临床诊断或其他治疗用途。

V09/01

### 技术支持

tech@neobioscience.com

### 全国统一客服

4006-800-892

### 订货热线

0755-26755892 (深圳)

010-88594029 (北京)

021-34613729 (上海)

18024516375 (广州)