

兔血清

Normal Rabbit Serum



产品编号	规格	产品简介
NB-AR-05 NB-AR-10	5ml 10ml	本品选自优种兔为原料，经两次100nm终端过滤。本品适用于科研或诊断试剂生产，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。经检验，本产品无细菌、真菌、支原体及病毒污染，具有高质量和高稳定性。

应用范围

- 酶联免疫吸附实验(ELISA)
- 蛋白印迹(Western blotting)
- 免疫组化(Immunohistochemistry)
- 其他

保存

长期保存，请置于-20°C冰箱。有效期请参考产品标签。

注意事项

试验中请穿着试验服并带手套做好防护工作。请按实验室安全操作规范进行实验。
本试剂**仅供科研使用**，请勿用于临床诊断或其他治疗用途。

V06/17

技术支持

tech@neobioscience.com

全国统一客服

4006-800-892

订货热线

0755-26755892 (深圳)
010-88594029 (北京)
021-34613729 (上海)
18024516375 (广州)